预习 操作记录	实验报告 总评成绩			

《大学物理实验》课程实验报告

专业: 实验人姓名: 学号:

参加人姓名:

日期: 年 月 日 室温: 相对湿度:

实验7 传感器设计基础实验 II

[一、实验前思考题]

- 1. 什么是相敏检波器?它在传感器中的作用是什么?
- 2. 相敏检波器的工作原理是什么?

实验装置主要由五部分组成: 传感器实验台一、九孔板接口平台、频率振荡器 DH-WG2、直流恒压源 DH-VC2 和处理电路模块。

传感器实验台一部分:装有双平行振动梁(包括应变片上下各2片、梁自由端的磁钢)、双平行梁测微头及支架、振动盘(装有磁钢,用于固定霍尔传感器的二个半圆磁钢、差动变压器的可动芯子、电容传感器的动片组、磁电传感器的可动芯子、压电传感器),具体安装部位参看第三部分结构安装说明。

九孔板接口平台部分: 九孔板作为开放式和设计性实验的一个桥梁 (平台);

频率振荡器 DH-WG2 部分:包括音频振荡器和低频振荡器;

直流恒压源 DH-VC2 部分: 提供实验时所必须的电源;

处理电路模块部分: 电桥模块 (提供元件和参考电路,由学生自行搭建)、差动放大器、电容放大器、电压放大器、移相器、相敏检波器、电荷放大器、低通滤波器、调零、增益、移相等模块组成。

本套实验仪器的设计思想主要是: ①、九孔板接口平台可以培养学生动手、动脑的能力, 从中建立起创新能力以适应社会发展的需要;

②、传感器已经成为各个领域的关键部分,为此我们以传感器作为实验的对象,让学生了解和掌握传感器的基本知识及其应用,为今后的学习、工作和生活打下扎实的基础。

本套仪器的特点:具有设计性、趣味性、开放性和可扩展性,实验时大量重复的接线和调试以及后续的数据处理、分析,可以加深学生对实验仪器构造和原理的理解,同时培养学生耐心仔细的实验习惯和严谨的实验态度。

在进行实验之前,请认真仔细阅读本讲义及相关注意事项。实验时,请严格按照实验步骤和接线图完成实验内容。由于各模块是完全独立的,所以接线比较繁琐,请各位同学要认真检查之后,确认接线正确之后,方可通电实验,否则,会烧坏芯片。

设计和思考问题部分,同学可以查阅相关资料或请教老师完成所要求的内容。

特别说明: <u>直流恒压源 DH-VC2 做实验时,所需要用到的地都需要接在一起。实验时不要晃动或者摇动实验桌以及相关的仪器设备和线路,以免导致线路接触不良,使实验</u>无法正常进行。

实验部分四 相敏检波器实验

实验目的:了解相敏检波器的原理和工作情况。

所需模块及仪器设备:


相敏检波器、移相器、频率振荡器 DH-WG2 (音频振荡器)、双踪示波器、直流恒压源 DH-VC2、低通滤波器、万用表和九孔板接口平台。

旋钮初始位置:

音频振荡器频率为 4KHz,幅度置最小,直流恒压源输出置于±2V档。

实验步骤:


1、根据图 4A 的电路接线,相敏检波器的 V+、V-分别接至 DH-VC2 的+15V、-15V,GND 接 GND ,将音频振荡器的信号 0°输出端输出至相敏检波器的输入端 V_i ,把直流恒压源+2V 输出接至相敏检波器的参考输入端 DC,把示波器两根输入线分别接至相敏检波器的输入端 V_i 和输出端 V_0 组成一个测量线路。



- 2、调整好示波器,开启恒压源,调整音频振荡器的幅度峰峰值为 4V。观察输入和输出波的相位和幅值关系。
- 3、改变参考电压的极性(除去直流恒压源+2V 输出端与相敏检波器参考输入端 DC 的连线,把直流恒压源的-2V 输出接至相敏检波器的参考输入端 DC),观察输入和输出波形的相位和幅值关系。由此可得出结论,当参考电压为正时,输入和输出____

相,当参考电压为负时,输入和输出相,此电路的放大倍数为倍。


Page 2 of 4



- 4、关闭恒压源,根据图 4B 电路重新接线,将音频振荡器的信号从 0° 输出端输出至相敏检波器的输入端 V_i ,将从 0° 输出端输出接至相敏检波器的参考输入端 V_r ,把示波器的两根输入线分别接至相敏检波器的输入 V_i 和输出端 V_0 ,将相敏检波器输出端 V_0 同时与低通滤波器的输入端连接起来,将低通滤波器的输出端与万用表连接起来,组成一个测量线路。
- (此时,万用表置于 20V 档)。
- 5、开启恒压源,调整音频振荡器的输出幅度 Vi_{p-p} ,同时记录万用表的读数 Vo,填入下表。单位: V

Vi _{p-p}			
Vo			

6、关闭恒压源,根据图 4C 的电路重新接线,将音频振荡器的信号从 0°输出端输出至相敏检波器的输入端 V_i ,将 180°输出端输出接至移相器的输入端,移相器的输出端接至相敏检波器的参考输入端 V_r ,把示波器的两根输入线分别接至相敏检波器的输入端 V_i 和输出端 V_0 ,将相敏检波器输出端 V_0 同时与低通滤波器输入端连接起来,将低通滤波器的输出端与万用表连接起来,组成一测量线路。




- 7、开启恒压源,转动移相器上的移相电位器,观察示波器上显示的波形及万用表上的 读数,使得输出最大。
 - 8、调整音频振荡器的输出幅度,同时记录万用表的读数,填入下表。单位: V

Vi _{p-p}				
V_0				

思考:

- 1、根据实验结果,可以知道相敏检波器的作用是什么?移相器在实验线路中的作用是什么? (即参考端输入波形相位的作用)
- 2、在完成第四步后,将示波器两根输入线分别接至相敏检波器的输入端 V_i和附加观察端上几一和一一一,观察波形来回答相敏检波器中的整形电路是将什么波转换成什么波,相位如何?起什么作用?
- 3、当相敏检波器的输入与开关信号同相时,输出是什么极性的什么波,万用表的读数 是什么极性的最大值。



相敏检波器原理图 运算放大器采用TL0 8 4 N, 管脚分布图同上